



Varenummer 224422

ABPM optager, Custo, Screen 300, til 24 timers blodtryksmåling.



Produktbeskrivelse

Custo Screen 300 døgnblodtryksmåler udmærker sig ved dobbeltslangesystem af høj kvalitet med betydelig reduktion af bevægelsesartefakter, effektiv energistyring muliggør optagelser op til 72 timer, støjsvag pumpeventilenhed for patientvenlig måling. Udover den grafiske visning af blodtrykket vises alle målte værdier (systole, diastole, middelarterielt tryk, pulstryksamplitude osv.). Hurtig dataoverførsel fra optageren til pc'en. Custo Screen 300 anvendes sammen med CustoMed grundsoftware og CustoMed ABPM software (tilkøbes særskilt). Har du i forvejen CustoMed Grundsoftware installeret, kan du nøjes med tilkøb af CustoMed ABPM software. Hudvenlig (latexfri), syntetisk manchet i standard voksenstørrelse medfølger. Manchetter i størrelserne S til XXL kan tilkøbes. For overførsel til PC anvendes CustoMed ABPM datatransmission sæt, som tilkøbes særskilt. . Anvender 3 styk 1.5 V, type AA batterier.

Specifikationer

Produktbetegnelse	ABPM optager
Varemærke	Custo
Model	Screen 300
Features	Til 24 timers blodtryksmåling.
Strømspecifikationer	3 Mignon 1.5 Volt, type AA eller 3 genopladelige batterier, Ni-MH, 1.2 Volt
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Produkt og batterier skal adskilles og sorteres separat i henhold til lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	32 cm	23 cm	11 cm	4050202580240



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.