



Varenummer 226818

Skyllevæske, 1000 ml, NaCl 0,9%, isotonisk, steril



Produktbeskrivelse

Steril skyllevæske af isotonisk NaCl 0,9%. Anvendes til skylning af sår og øjne. Til soignering af sår og hud. Kan desuden anvendes til skylning af øjne, til fyldning af vandfordamper, samt til skylning og rengøring af instrumenter. Må ikke anvendes til IV brug. Er til engangsbrug og kasseres efter brug. Bør ikke opvarmes i mikrobølgeovn.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skyllevæske
Features	NaCl 0,9%, isotonisk, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingrediensliste	Sodium chloride 0.9%, PE bottle, sodium chloride 9g water for injection to 1000 ml. Osmolality approx./n.300 mosm/kg H ₂ O. pH approx./n.6. ISOTONIC.
Rumindhold, netto	1000 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke bruges til injektion. Bruges kun hvis væsken er klar og beholderen intakt.
Holdbarhed	36 måneder fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	24 timer
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	27 cm	18 cm	24.2 cm	4052682014314
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE