




Varenummer 245748

Sårkontakttag, Cuticell Contact, 10x7,5cm, med silikoneklæber, latexfri, steril

- ✓ Sårkontakttag til overfladiske sår
- ✓ Silikoneklæber mod såret
- ✓ Kan sidde op til 14 dage



Produktbeskrivelse

Cuticell Contact anvendes som sårkontakttag på overfladiske sår. Har silikoneklæber på den ene side, og denne skal vende mod såret. Hæfter kun på tør hud. Ideelt hvor såret skal have fred til at hele. Hydrogel kan tilføjes ved tørre sår. Absorberende sekundær forbindelse kan anvendes ved væskende sår.

Kan sidde i op til 14 dage. Kan klippes i. Fikseres med sekundær bandage, og denne skiftes efter behov.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårkontakttag
Varemærke	Cuticell
Vareserie	Contact
Features	Med silikoneklæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, silikone
Længde/dybde	10 cm
Bredde	7.5 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	25.5 cm	18.5 cm	18 cm	4042809122312
pk	5 stk	17 cm	12 cm	1.5 cm	4042809122282
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE