



Varenummer 6904



Hånddesinfektion, ABENA, 80 ml, 85% alkohol, med glycerin, flaske med klaplåg, flydende

- ✓ Vurderet og godkendt af CEI
- ✓ Undgå smittespredning med god håndhygiejne
- ✓ Sikkerhed og tryghed for alle

Produktbeskrivelse

Hænderne er vores største smittekilde. Hyppig hånddesinfektion er med til at forebygge smittespredning. ABENAs hånddesinfektion er testet og fundet effektiv mod vegetative bakterier, gærsvampe og vira (herunder Coronavirus). ABENAs hånddesinfektionsprodukter indeholder 85% alkohol samt 1-3% glycerol. Opfylder kravene til EN 14885. EN1500- Baktericide aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN13727- Baktericide aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN13624- Yeasticidal aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN14348- Mycobactericidal aktivitet ved 30 sek. kontakt tid EN14476- Virucidal aktivitet mod indkapslet virus ved 30 sek. kontakt tid EN14476- Virucidal aktivitet mod Norovirus ved 15 sek. kontakt tid EN17430- Virucidal aktivitet mod Norovirus ved 30 sek. kontakt tid. Produkterne med pumpen og vores standbag flasker har en dosering på 1,7-2,0 ml.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hånddesinfektion
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	85% alkohol, med glycerin, flaske med klaplåg, flydende
pH-værdi (konc.)	5-6
Ingrediensliste	85% ethanol. Alcohol denat, Aqua, Glycerin
Længde/dybde	2.5 cm
Bredde	5.6 cm
Højde	12 cm
Vægt, netto	67 g
Rumindhold, netto	80 ml
Produkt- eller teststandarder	EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 1500, EN 17430:2024
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Forårsager alvorlig øjenirritation. Meget brandfarlig væske og damp. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.
Holdbarhed	36 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	5 °C - 30 °C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage

Afleveres på miljøstation.

Brugsanvisning

På rene, tørre hænder tilføres tilstrækkelig hånddesinfektionsmiddel til at holde huden fugtig i 30 sekunder. Fordel desinfektionsmidlet ved at gnide det grundigt ind overalt på og imellem fingrene, håndryggen og håndfladen samt håndled, indtil huden igen er tør. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	24 stk	22.6 cm	13.5 cm	12 cm	5703538520655
stk	80 ml				5703538236198



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.

